

# pH Buffers and Conductivity Standards



**For calibrating pH and Conductivity meters**  
Ensures measurement accuracy

## Features:

- Helpful table shows what the pH value should be vs. the temperature of the buffer solution measured
- Rinsing solution used for cleaning off the pH electrode after taking the next measurement from a different solution to prevent contamination
- Convenient pouch eliminates the need for a cup to store buffer or rinsing solution
- PH103 contains 6 pouches of each buffer (pH 4.00, 7.00, and 10.00), plus 2 Rinsing solutions
- Pint size pH buffer solutions available (PH4-P, PH7-P, and PH10-P)
- 650470 contains 3 vials (10 capsules each) of 4, 7 and 10 pH dry powder buffers and one dispenser vial of color key preservative. Mix with 100mL DI water.
- Convenient pint size conductivity standards calibrate your conductivity meter to optimize its accuracy
- Available standards: 84µS, 1413µS, and 12880µS



PH103 includes 6 pouches each of pH 4, pH 7, and pH 10 Buffers plus 2 Rinse solutions

650470 pH 4, 7, and 10 buffer capsules with color key preservative



Pint size pH buffers for pH 4, 7, and 10 available EC-84-P, EC-1413-P, and EC-12880-P pint size conductivity standards (PH4-P, PH7-P, PH10-P)

## Ordering Information:

- |                  |   |
|------------------|---|
| PH103 .....      | Tripak buffers (6ea. of 4, 7, 10pH & 2 Rinsing solutions)             |
| 650470 .....     | Tripak buffer Capsules (3 vials of 4, 7, 10pH - 10 capsules per vial) |
| PH4-P .....      | pH 4 Buffer Calibration Solution (2 bottles - 1 pint each)            |
| PH7-P .....      | pH 7 Buffer Calibration Solution (2 bottles - 1 pint each)            |
| PH10-P .....     | pH 10 Buffer Calibration Solution (2 bottles - 1 pint each)           |
| EC-84-P .....    | 84µS Conductivity Standard (2 bottles - 1 pint each)                  |
| EC-1413-P .....  | 1413µS Conductivity Standard (2 bottles - 1 pint each)                |
| EC-12880-P ..... | 12880µS Conductivity Standard (2 bottles - 1 pint each)               |

สนใจติดต่อ บริษัท เอเม็ท จำกัด 31 ซอย ไก่สูญรวมใจ 37 แยก 2 แขวงดอนเมือง เขต ดอนเมือง กรุงเทพ. 10210

โทร.02-503-8900, แฟกซ์ : 02-981-0181, 02-981-0182 email : [sales@amet.net](mailto:sales@amet.net), Web: [www.amet.net](http://www.amet.net)